

Tn'R® Courte

Tige fémorale intermédiaire

Sans ciment



Indication :

**Fracture du col du fémur chez le sujet âgé
ou Prothèse totale**

Le concept

Le kit Tn'R® est unique. Il permet une parfaite stabilité dans le fût fémoral et une grande adaptation de longueur de col.

L'implant

La tige fémorale Tn'R® Courte est complémentaire à la tige fémorale Tn'R® et apporte une réponse aux problèmes rencontrés dans la réparation de fémur suite à une fracture simple du col chez le sujet âgé.

- **Implant** en titane anodisé, revêtu ou non d'hydroxyapatite (2 gammes disponibles)
- Parfaits appuis corticaux de **la tige** depuis la partie médiale vers la partie proximale.
- Répartition des contraintes sur une très grande surface osseuse.
- **Forme** quadrangulaire
- Quatre rainures longitudinales pour une stabilité optimale.
- **L'angle cervico-diaphysaire** de 131°, couplé à une latéralisation standard du col, est adapté au sujet âgé.
- **Ses cols amovibles** permettent un très grand éventail de longueurs de col :
9 possibilités de longueurs réparties sur 20 mm grâce à la combinaison de trois cols amovibles et de trois profondeurs de cônes de têtes.
3 cols angulés (Antéversion/Rétroversion)

Le groupe de concepteurs

La tige fémorale Tn'R® est née de la rencontre de chirurgiens hospitaliers ayant une expérience conséquente dans le traitement des pathologies du sujet âgé.

(Liste des concepteurs disponible sur demande)


Tn'R® Courte

Tige fémorale intermédiaire

Sans ciment



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



- 1) **Longueur de tige homothétique**
- 2) **Rainures longitudinales** adaptées à la taille de l'implant.
- 3) **Forme quadrangulaire** associée aux **rainures** pour une parfaite tenue dans le fût fémoral.
- 4) **Cols amovibles standards, angulés** évoluant en longueur, par palier de 6 mm.

REFERENCES

Tige fémorale Tn'R Courte Sans ciment® HAP

Référence	Taille
HA01/NC/3CZ/-1	-1
HA01/NC/3CZ/0	0
HA01/NC/3CZ/1	1
HA01/NC/3CZ/2	2
HA01/NC/3CZ/3	3
HA01/NC/3CZ/4	4
HA01/NC/3CZ/5	5

Tige fémorale Tn'R Courte Sans ciment® Corindonnée

Référence	Taille
HA01/NC2/3CZ/-1	-1
HA01/NC2/3CZ/0	0
HA01/NC2/3CZ/1	1
HA01/NC2/3CZ/2	2
HA01/NC2/3CZ/3	3
HA01/NC2/3CZ/4	4
HA01/NC2/3CZ/5	5

Col amovibles standards Cône 10/12

Référence	Modèle	Longueur
HA02/1A/3ZA/1	Court	32,6 mm
HA02/1A/3ZA/2	Moyen	38,6 mm
HA02/1A/3ZA/3	Long	44,6 mm

A venir Col amovibles angulés Cône 10/12

Stérilisation : rayonnement Gamma 25 kGy